



Universidad de Puerto Rico
Administración Central
Instituto FILIUS
Vicepresidencia de Investigación y Tecnología
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico
RECURSO CON SENTIDO

Manual de Instrucciones Básicas en Español para utilizar el *Colorino*

Identificador de colores



© 2010 PRATP®

El contenido de este folleto fue subvencionado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DEEU) bajo la Propuesta Núm. H224A090051A. Sin embargo, este documento no necesariamente representa la política del DEEU, por lo que no debe inferirse que consta con el endoso oficial del Gobierno Federal.

Diseño de: Gretchen M. Matías Lebrón
Preparado por: José M. Álvarez Cabán
Edición de: Vivian Pérez Padilla
Revisado en Septiembre/2010

Colorino – Identificador de colores

1. ¿Para qué se utiliza este equipo de visión?

El Colorino es un identificador de colores parlante, en español, que permite que una persona ciega conozca los colores de la ropa, flores y otros objetos. De manera que, pueda obtener una mayor independencia.

2. ¿A quiénes va dirigido este equipo?

Este equipo es una alternativa para personas ciegas y con baja visión.

3. ¿Cómo funciona?

Es una unidad compacta con un sensor capaz de identificar colores y asignarles diferentes valores para identificar su intensidad y contraste. La unidad opera con 2 baterías AA, tiene una salida para conectar unos audífonos y desde una computadora se puede actualizar su programación interna. El Colorino también puede identificar la intensidad de la luz. La unidad verbaliza los colores de forma hablada en español. Identifica la intensidad de la luz, emitiendo unos pitidos.

4. ¿Cómo puede ayudarlo(a) este equipo?

Este equipo puede ayudarlo/a a identificar colores de diferentes objetos, reproduciéndolos de forma hablada en español. Además, identifica la intensidad de la luz (*light probe*), reproduciendo un sonido para avisar el nivel de la misma.

5. Comandos básicos:

- Identificar colores - Presionar primer botón en la parte superior frontal de la unidad.
- Identificar intensidad de luz - Presionar segundo botón, en la parte inferior del primer botón.
- Ajustar volumen - Presionar los dos botones a la vez.

Para información adicional, puede comunicarse:

Suplidor: *Independent Living Aids*

Dirección: 200 Robbins Lane Jericho, NY 11753

Teléfono: 1-800-537-2118

Fax: 516-937-3906

Correo electrónico: info@independentliving.com

Página web: <http://www.independentliving.com>

